

---

## ※ Hand Hope 사용 시 주의사항

---

1. Hand hope 처음 시작 할 때 선 꼬인 것 있으면 선 정리
2. 초음파 젤 도자에 정확히 발라서 부착
3. EMG 재측정 시 2,3단계 부분에서 굽힘 및 펴기 시 과도하게 힘 줘서 사용하면 로봇에 데미지가 누적 되서 고장 날 수 있으니 주의해서 사용 부탁드립니다.
4. 선 정리 잘 안되어 있으면 지 신근 및 지 굴근 sensor 정확히 측정 안 되니 주의해서 사용